




OPTIMED



ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ПУЛЬМОЛОГИИ

**Жесткий дыхательный операционный Бронхоскоп****Жесткий Бронхоскоп.**

- Выполнение бронхоскопии под местной анестезией с применением мышечных релаксантов под наркозом с инъекционной вентиляцией легких.
- Может комплектоваться различным механическим и электрохирургическим эндоскопическим инструментом для биопсии, экстракции инородных предметов, рассечения и электрокоагуляции тканей, в том числе и оптическими щипцами.
- Возможно применение высокоэнергетического лазерами для лазерной фотодиструкции.

**Характеристики:**

Рабочий диаметр стволов	D=9,2; 10,2; 11,2; 12,2 mm
Рабочая длина стволов	L=400 mm
Оптика:	
Диаметр	D=5,5 mm
Угол направлния	0°, 30°