

Цифровой эндоскопический Аудио-Видеорегистратор (DVR)

Мультифункциональное устройство для работы с видеофарингоскопами или видеоректоскопами.

Интегрированная LED осветительная система, LCD экран, система записи видео на сменный носитель.



- Полноценное использование видеоэндоскопов и документализацию результатов эндоскопии без необходимости приобретения другого оборудования.
- Система цифрового документирования при использовании в составе видеоэндоскопических комплексов.

Встроенная LCD панель с диагональю 6,5 дюйма;

Долговечная светодиодная осветительная система с регулировкой светового потока;

Картридер для записи видео на сменные SD карты;

BNC разъем для подключения внешнего монитора;

Запись видео на SD карту с расширением AVI в формате 800x600;

Захват и запись на SD карту кадров в формате BMP;

"Заморозка" эндоскопической картины;

Экранное меню для управления камерой, режимами просмотра и записи видеоэндоскопической картины, а также параметрами работы интегрированного монитора;

Масштабирование изображения на встроенном LCD экране;

Режим измерения наблюдаемых объектов;

Обеспечение электропитания эндоскопов через соответствующий разъем;

Опционально - работа эндовидеосистемы от встроенной аккумуляторной батареи (зарядка батареи в этом случае осуществляется во время установки на док-станцию и может быть совмещена с работой от сети переменного тока).

